

Test diagnostici rapidi ad uso domestico — Informazioni di sicurezza e avvertenze

Dispositivo medico-diagnostico in vitro (IVD) per autotest — uso generico, non sostituisce le istruzioni per l'uso (IFU) del fabbricante

Questo documento fornisce le informazioni di sicurezza e le avvertenze generali per i kit di test rapido ad uso domestico (es. test streptococco, test di gravidanza/ovulazione, test vitamina D) distribuiti da GEF Company S.r.l. Non contiene indicazioni cliniche, valori soglia o interpretazione dei risultati: per l'uso corretto del singolo test attenersi sempre al foglietto illustrativo (IFU) allegato alla confezione. Il risultato di un autotest non sostituisce la valutazione di un medico.

Uso previsto

- Dispositivo diagnostico in vitro per uso domestico da parte di un solo utilizzatore per test, monouso.
- Da utilizzare seguendo esattamente le istruzioni per l'uso (IFU) contenute nella confezione, incluse le tempistiche di lettura del risultato.
- Non utilizzare oltre la data di scadenza riportata sulla confezione o su ciascun componente.

Avvertenze di sicurezza

- Tenere fuori dalla portata dei bambini: la confezione contiene componenti di piccole dimensioni e, in alcuni kit, soluzione tampone/reagente non commestibile.
- In caso di contatto del reagente/tampone con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico.
- In caso di ingestione accidentale di un componente del kit, contattare immediatamente il Centro Antiveleni o un medico portando con sé la confezione.
- Monouso: non riutilizzare i componenti del test dopo l'esecuzione.
- Il risultato del test è indicativo: un esito positivo, negativo o dubbio va sempre confermato o interpretato da un medico o da un laboratorio.
- Non utilizzare il dispositivo se la confezione o il blister risultano danneggiati o già aperti.

Conservazione

Conservare secondo le condizioni di temperatura e umidità indicate sulla confezione (tipicamente luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta), fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo utilizzato nei rifiuti domestici indifferenziati, salvo diversa indicazione riportata sulla confezione o dall'ente locale; non disperdere nell'ambiente.

Documento pubblicato da GEF Company S.r.l. come informazione di sicurezza e avvertenza ai sensi del Regolamento (UE) 2023/988 (General Product Safety Regulation — GPSR), art. 9 (informazioni e avvertenze di sicurezza per il consumatore). Documento generico di categoria: non sostituisce le istruzioni per l'uso specifiche del fabbricante quando disponibili sulla confezione.

GEF Company S.r.l. — Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT), Italia — Tel. +39 0573 1944697 — Email: info@gefcompany.it — P.IVA/C.F. IT02024070472 — REA Pistoia-Prato PT-604627

Codice documento: GEF-GPSR-IVD-SELFTTEST-001 — Data pubblicazione: 07/09/2026 — Lingua: italiano.